

---

# **Allplex™ GI-Virus Assay (96 plate)**

일자 : 2017-08-22

# Allplex™ GI-Virus Assay (96 plate)

샘플 No	환자 Id	Well	이름	형식	FAM				HEX		Cal Red 610				Quasar 670		HEX		자동 해석	설명
					ASV	C(t)	NVG2	C(t)	ADV-F	C(t)	SV	C(t)	NVG1	C(t)	ROV	C(t)	IC	C(t)		
61		A01		SAMPLE	-	N/A	+	18.19	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.58	NVG2	
62		B01		SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.08	-	
63		C01		SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	10.63	+	25.36	ROV	
64		D01		SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	18.45	+	26.16	ROV	
65		E01		SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	13.80	+	26.27	ROV	
66		F01		SAMPLE	-	N/A	+	29.79	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	24.95	NVG2	
67		G01		SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	15.64	+	27.56	ROV	
68		H01		SAMPLE	-	N/A	+	19.02	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	26.12	NVG2	
69		A02		SAMPLE	-	N/A	+	22.21	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.48	NVG2	
70		B02		SAMPLE	-	N/A	+	23.59	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.10	NVG2	
71		C02		SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	39.02	+	24.70	ROV	
72		D02		SAMPLE	+	17.38	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	39.16	+	25.47	ASV,ROV	
73		E02		SAMPLE	-	N/A	+	20.51	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.43	NVG2	
74		F02		SAMPLE	-	N/A	+	21.85	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.43	NVG2	
75		G02		SAMPLE	-	N/A	+	22.96	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.68	NVG2	
76		H02		SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	24.84	-	
77		A03		SAMPLE	-	N/A	+	17.04	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	28.18	NVG2	
78		B03		SAMPLE	-	N/A	+	19.46	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	26.99	NVG2	
79		C03		SAMPLE	-	N/A	+	20.70	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	26.82	NVG2	
80		D03		SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	12.05	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	26.31	ADV-F	
81		E03		SAMPLE	-	N/A	+	26.42	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.14	NVG2	
82		F03		SAMPLE	-	N/A	+	21.29	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.95	NVG2	
83		G03		SAMPLE	-	N/A	-	N/A	+	11.01	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	27.28	ADV-F	
84		H03		SAMPLE	-	N/A	+	18.13	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.70	NVG2	
85		A04		SAMPLE	-	N/A	+	20.59	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	26.22	NVG2	
86		B04		SAMPLE	-	N/A	+	27.45	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	26.05	NVG2	
87		C04		SAMPLE	-	N/A	+	27.05	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.21	NVG2	
88		D04		SAMPLE	-	N/A	+	15.04	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	26.64	NVG2	
89		E04		SAMPLE	-	N/A	+	27.72	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.68	NVG2	
90		F04		SAMPLE	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.41	-	
91		G04		SAMPLE	-	N/A	+	18.51	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	27.50	NVG2	
92		H04		SAMPLE	-	N/A	+	23.24	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	25.63	NVG2	
93		A05		SAMPLE	-	N/A	+	16.03	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	26.17	NVG2	
94		B05		SAMPLE	-	N/A	+	19.34	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	26.47	NVG2	
95		C05		SAMPLE	-	N/A	+	17.25	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	26.81	NVG2	
96		D05		SAMPLE	-	N/A	+	26.22	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	26.38	NVG2	

# Allplex™ GI-Virus Assay (96 plate)

샘플 No	환자 Id	Well	이름	형식	FAM				HEX		Cal Red 610				Quasar 670		HEX		자동 해석	설명
					ASV	C(t)	NVG2	C(t)	ADV-F	C(t)	SV	C(t)	NVG1	C(t)	ROV	C(t)	IC	C(t)		
97		E05		SAMPLE	-	N/A	+	19.80	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	+	26.32	NVG2	
qc p		A06		PC	+	21.41	+	24.68	+	24.22	+	19.05	+	24.69	+	23.38	+	19.37	Positive Control(+)	
qc n		B06		NC	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	Negative Control(-)	